



HITNO OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI NA TERENU

PRIMALAC	Centralni odsek za sterilizaciju
VRSTA POSTUPKA	Dobrovoljno OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI NA TERENU
REFERENTNI BROJ / DATUM	ASP14/2013 (CL-90098-011 / 14. novembar 2013. godine)
PROIZVOD	<p>Svrha ovog saopštenja je da Vas obavesti o tome da treba da prestanete sa obradom sledećih Karl Storz fibroskopa u STERRAD® Sistemima.</p> <p>Bronhoskopski modeli: 11001BN1, 11002BD1, 11004BC1, 11009BC1</p> <p>Modeli intubacionih fibroskopa: 11301BN1, 11302BD1, 11302BD2, 11304BC1, 11340BC1, 11301BND1, 11302BDD1, 11302BDD2</p>
RAZLOG	ASP je utvrdio da ovi modeli endoskopa sadrže materijal lumena koji nije obuhvaćen tvrdnjama o obradi u STERRAD® Sistemu koje su do kraja razjašnjene. Ovi endoskopi mogu sadržati materijal poliuretana na mestu sukcije, a taj materijal nije naveden u postojećim navodima koji se odnose na obradu unutrašnjih kanala (lumena) u STERRAD® Sistemima.
POSTUPAK	<p>Molim Vas da obavite dole navedene postupke:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dajte ovo obaveštenje svakome u Vašoj instituciji ko treba da bude upoznat sa njim;• Postavite ovo obaveštenje na odgovarajuće mesto;• Neka zaposleni u Vašoj instituciji stalno budu upoznati sa ovim saopštenjem.
KONTAKT	<p>Dobili ste ovo pismo jer naše evidencije ukazuju na to da biste mogli posedovati neki STERRAD® Sistem i da takođe možda posedujete jedan od pobrojanih Karl Storz fibroskopa.</p> <p>Ukoliko imate dodatnih pitanja o ovom postupku, molimo Vas kontaktirajte svog predstavnika prodaje ili pozovite [ime filijale].</p> <p>ASP u ovom momentu saraduje sa KARL STORZ Endoskope da bi odredio uticaj sterilizacije na materijal lumena porta za sukciju. Molimo Vas da kontaktirate svoju KARL STORZ Endoskope Tehničku podršku da biste dobili uputstva o alternativnim ponovnim obradama.</p> <p>Izvinjavamo se za svaku nelagodnost koju Vam ovo obaveštenje može izazvati, ali budite uvereni da je naša krajnja namera da učinimo ovaj proces što je moguće lakšim.</p>
POTVRDA	Odgovarajuće regulatorne vlasti su obavestene o ovom postupku.